





viskoelastische Liegefläche



3-Schicht-Matratze



GRAVIMED Baritexx

HMV-Nr. 11.29.05.0XXX

Die GRAVIMED Baritexx ist eine Drei-Schicht-Komfort-Matratze mit guten druckreduzierenden und druckverteilenden Eigenschaften. Sie ist auch für adipöse Patienten geeignet.

- / Liegefläche aus viscoelastischem Schaum formt sich je nach Körperkontur und Gewicht an, für optimale Druckentlastung- und verteilung bei geringer Temperaturabhängigkeit
- / Basis und Mittelschicht aus stabilisierendem HR-Kaltschaum
- / Integrierte Schnitttechnik für erhöhten Liegekomfort
- / Die GRAVIMED Baritexx ist für ein Nutzergewicht von 80 kg bis 250 kg geeignet
- / Empfohlen zur Therapieunterstützung für Dekubitus-Kategorien 1 bis 3 und zur Prophylaxe bei Patienten mit bis zu einem hohen Risikograd
- / Für eine gezielte Produktauswahl steht Ihnen unsere Auswahlhilfe zur Verfügung. Details auf S. 23

Technische Daten

Abmessung Matratze*	Art.-Nr.: 820 100 410	200 x 90 x 16 cm
	Art.-Nr.: 820 100 420	200 x 100 x 16 cm
	Art.-Nr.: 820 100 430	200 x 120 x 16 cm
Raumgewicht		50/60/60
Max. Belastung		80 bis 250 kg

* weitere Größen auf Anfrage