




drive

DeVilbiss®
HEALTHCARE



MONTAGE: Achten Sie darauf, dass die Untergrundfläche gereinigt ist und der Artikel bei einer Temperatur von min. 15°C/ 59°F befestigt wird. Ist dies nicht der Fall, erhitzen Sie die Fläche mit Hilfe eines Föns. Entfernen Sie das Schutzpapier, positionieren Sie den Artikel und drücken Sie ihn fest.

INSTALLATION: Make sure that surface is cleaned and device fixed at a temperature of 15°C/ 59°F min. If this is not the case, please heat the surface with the aid of a hair dryer. Remove the protective paper, arrange the article on the surface and press it down

MONTAGE: Zorg dat de ondergrond schoon is en dat het artikel bij een temperatuur van minstens 15°C (59°F) wordt bevestigd. Als de temperatuur te laag is, verwarmt u het oppervlak met een föhn. Verwijder het beschermpapier, breng het artikel aan en druk het vast.

INSTALLATION: Assurez-vous que la surface soit nettoyée et que le produit soit installé à une température de minimum 15°C/59°F. Si cela n'est pas le cas, chauffez la surface à l'aide d'un sèche-cheveux. Enlever le papier de protection, positionnez l'article et appuyez-la fermement.