

Gehstock mit Schirm

Umbrella Walking Stick

Art. Nr.

10393AK-1 / 10393BK-1 / 10393BRK-1

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

www.drivemedical.de

Gehstock / Cane

Mit wenigen Handgriffen wird aus dem Gehstock ein Regenschirm. Der höhenverstellbare Leichtmetallstock kann problemlos auf die richtige Höhe des Benutzers eingestellt werden.

The Umbrella Walking Stick requires only a little push to change. The adjustable, superlight cane may be adjusted to suit every user's height.

Technische Daten / Technical Data

Gesamtlänge von 87 bis 92 cm, Gewicht von 0,65 kg mit einer Max. Belastbarkeit 113 kg, Rohr Durchmesser von 2,22 cm.

Handle height adjusts from 87 - 92 cm. 0,34 kg weight and 113 kg weight Capacity. Diameter Tube 2,22 cm.



drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

Drive Medical GmbH & Co. KG • Leutkircher Straße 44 • D-88316 Isny/Allgäu
Germany • info@drivemedical.de • www.drivemedical.de
Tel.: +49 7562 9724-0 • Fax: +49 7562 9724-25