

Classic Holzgehstöcke

Classic Wood Cane

Art. Nr.

10394HG-1 / 10394HB-1 / 10394HK-1

10395HK-1 / 10395HB-1

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

www.drivemedical.de

Gehstock / Cane

Die perfekte Verbindung von Eleganz, Ergonomie und Design. Der Stock ist mehr als nur ein Hilfsmittel, er ist Accessoire und bietet Mobilität und Lebensqualität. Der ergonomisch ausgeführte Greifbereich liegt bequem und sicher in der Hand.

This cane is a perfect mix of elegance, ergonomics and design. It is both an aid to mobility and the perfect accessory for those who enjoy quality. It's ergonomically designed handle fits comfortably and securely in your hand.

Technische Daten / Technical Data

Gesamtlänge von 86 bis 91 cm, Gewicht von 0,45 kg mit eine Max. Belastbarkeit 113 kg, Rohr Durchmesser von 2,22 cm.

Handle height adjusts from 86 - 91 cm. 0,45 kg weight and 113 kg weight Capacity. Diameter Tube 2,22 cm.



drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

Drive Medical GmbH & Co. KG • Leutkircher Straße 44 • D-88316 Isny/Allgäu
Germany • info@drivemedical.de • www.drivemedical.de
Tel.: +49 7562 9724-0 • Fax: +49 7562 9724-25